

Miele

PROFESSIONAL

Descriptif :

- Laveur-désinfecteur pour verrerie de laboratoire conforme à la prénorme EN 15883
- Livré sans panier
- Chargement frontal, à poser ou encastrable
- Façade blanche
- Double carrosserie avec isolation thermique et phonique

- Système à circulation d'eau renouvelée
- Cuve inox : H 500 / L 535 / P 500 mm
- 2 bras de lavage dans la cuve
- Commande Multitronic Novo avec 8 programmes standard
- Verrouillage électrique de la porte
- Contrôle de la température et de son maintien
- Validation : possibilité de passer des sondes filaires en différents points de la cuve et de la charge
- Adoucisseur Profi Monobloc intégré avec régénération automatique au cours du cycle de lavage
- Condenseur de vapeur par échangeur thermique
- Pompe pour eau déminéralisée
- Quadruple système de filtrage du bain
- 3 doseurs automatiques :
 - . 2 doseurs produit dans la contreporte
 - . 1 pompe doseuse DOS 10/30
 - . raccordement pour doseur G 60
- Pompe de circulation, débit 400 l/mn
- 3 raccordements eau froide, chaude et déminéralisée



Laveur-désinfecteur

G 7883 AW DK ADP

Code article : **62.7883.16**

Colisage :

Longueur :	600	mm
Profondeur :	600	mm
Hauteur :	850	mm
Volume :	0	m ³
Poids Net :	0.0	Kg