



Combinés pH-mètre et agitateur magnétique

- Compacts
- Pratiques
- économiques

HANNA Instruments
France est certifié





ENSEIGNEMENT et LABORATOIRE

Pratiques et économiques, ces deux nouveaux pH-mètres combinent en un bloc un instrument de mesure pH, un support pour bécber à échantillon et un support d'électrode. HI 208 est équipé en sus d'un agitateur magnétique intégré. Spécialement conçus pour l'enseignement, ils ont été élaborés pour être peu encombrants, compacts, assemblés en kit pour éviter la dispersion des différents éléments constituant le système de mesure.

HI 207 • HI 208

- Tout en un : pH-mètre, électrode, bécber et agitateur (HI 208)
- Gamme de mesure élargie (-2 à 16 pH)
- Ecran LCD 2 niveaux avec affichage simultané du pH et de la température
- Peu volumineux, compacts
- Simples d'utilisation
- Excellent rapport qualité/prix



• Système de mesure complet compact combiné

• Double afficheur

• Economique

Spécifications techniques

Références	HI 207	HI 208
Gamme	pH	- 2.00 à 16.00
	Temp °C	- 5.0 à 105.0
Résolution	pH	0.01
	Temp °C	0.1
Exactitude	pH	±0.02
	Temp °C	±0.5°C jusqu'à 60°C, ±1°C au-delà
Etalonnage pH	automatique en 1 ou 2 points avec 2 séries tampons mémorisées (pH 4.01, 7.01, 10.01 ou 4.01, 6.86, 9.18)	
Compensation de temp.	automatique de -5.0 à 105.0 °C	
Electrode pH	HI 1291D, corps plastique, avec capteur de T° intégré avec connecteur DIN et câble 1 m	
Agitateur magnétique	-	✓
Alimentation	1 x pile 9 V, environ 500 h ou adaptateur secteur 12V	
Dimensions	190 x 105 x 50 mm	

Présentation

HI 207 est livré avec une électrode pH HI 1291D, un bécber plastique pour échantillon, des solutions tampons pH 4 et pH 7, une pile 9V et un adaptateur 12V.

HI 208 est livré avec une électrode pH HI 1291D, un agitateur magnétique intégré, un bécber plastique pour échantillon, des solutions tampons pH 4 et pH 7, une pile 9V et un adaptateur 12V.

Accessoires

- HI 77400P Solution tampon pH 4 et pH 7, 5 x 20 ml de chaque
- HI 7004L Solution tampon pH 4, 500 ml
- HI 7007L Solution tampon pH 7, 500 ml
- HI 70300L Solution de conservation pour électrodes, 500 ml
- HI 7061L Solution de nettoyage pour électrodes, 500 ml
- HI 740036 Bécber pour échantillons de mesure (6 pcs)

HI 207 HT 265,00 €

HI 208HT 325,00 €

SP@CE LAB

Tél : 0 871 335 335 / Fax : 03 83 43 43 73

Site : www.space-lab.fr / E-mail : SPACCINIL@wanadoo.fr