

SP@CE LAB

Téléphone : 0 871 335 335 - Fax : 03 83 43 43 73 - e-mail : SPACCINIL@wanadoo.fr

Petites centrifugeuses Hettich

Centrifugeuse petits travaux 8 x 15 ml * Marque Hettich



Centrifugeuse EBA 20 * 8 x 15 ml * Marque Hettich
Petite centrifugeuse de laboratoire « tous travaux »
Affichage digital - minuterie 1-99 minutes + Impuls
Dimensions 216 x 221 x 292 mm - Poids 4 kg
6000 tours minutes - 3461 g

EBA 20	2002	989 €
Réducteur tube à hémolyse	1054 A	<u>les 8</u> 184 €

Micro-centrifugeuse 24 x 1.5-2 ml * Marque Hettich

Micro-centrifugeuse * MIKRO 120 * Marque Hettich
Micro-centrifugeuse 12 et 24 tubes 1.5 et 2 ml
Affichage digital - minuterie 1-99 minutes + Impuls
Dimensions 199 x 231 x 292 mm - Poids 7 kg
14000 tours minutes - 17530 g

MIKRO 120	1204	940 €
Rotor 12 microtubes	1212	172 €
Rotor 18 microtubes	1218	210 €
Rotor 24 microtubes	1224	225 €
Réducteurs 1.5 ml	2031	les 6 17 €
Réducteurs 2 ml /0.4 ml	2024	les 6 14 €



Novembre 2007
validité 31-12 07

Centrifugeuse micro-hématocrite * Marque Hettich



Centrifugeuse type HAEMATOCRIT 210 * Hettich
pour rotors 24 et 20 tubes Haematocrites
Affichage digital - minuterie 1-99 minutes + Impuls
Dimensions 247 x 275 x 330 mm - Poids 10 kg
13000 tours minutes - 16060 g

HAEMATOCRIT 210	2104	1 315 €
Rotor 24 hématocrites	2076	202 €
Rotor 20 tubes Buffy Coast	2056	165 €

Autres centrifugeuses Hettich, ainsi que Rotors et accessoires sur demande
Pour pièces - charnières, charbons, etc, prière d'indiquer le N° de série de la centrifugeuse