

TARIF 2017 VERRERIES VOLUMETRIE ET PETITS MATERIELS

ORDRE D'APPARITION DANS CE DOCUMENT

Béchers
Fioles Erlenmeyer
Anneaux stabilisateur pour fiole
Ballons
Béchers à anse en polypropylène
Mortiers
Cristallisoirs
Capsules d'évaporation
Casseroles en porcelaine avec manche
Capillaires pour détermination de point de fusion
 Tubes Thièle pour détermination du point de fusion
 Tubes dessiccateur en "U"
Verres de montre
Vase à peser forme basse avec couvercle rodé
Dessiccateurs
Plaque en porcelaine pour dessiccateur
Gel de silice pour dessiccateur
Parafilm
Rubans adhésif code-couleur
Rubans indicateur de stérilisation
Fioles jaugées
Pycnomètres
Éprouvettes
Cônes Imhoff pour sédimentation
Pipettes
Boîtes de stérilisation pour pipettes
Burettes
Supports de burette

Ensemble de béchers, forme basse

Contient une unité de chacune des 5 capacités suivantes : 50, 100, 250, 500 et 1000 ml. Gradués et avec bec. Fabriqués en verre borosilicaté LBG3.3. Conforme DIN 12331, ISO 3819

référence du lot	capacités	unités par lot	HT par lot
BKL3-KIT-001	50, 100, 250, 500, 1000 ml	1	11,24 €

👍
prix en baisse

**Bécher forme basse**

Gradué à bec. Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12331, ISO 3819

référence du lot	capacité	Ø _{ext.} (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
BKL3-025-012	25 ml	35	50	12	4,64 €	0,39 €
BKL3-050-012	50 ml	45	60	12	7,32 €	0,61 €
BKL3-100-012	100 ml	53	70	12	7,74 €	0,65 €
BKL3-150-012	150 ml	60	80	12	8,35 €	0,70 €
BKL3-250-012	250 ml	70	97	12	8,77 €	0,73 €
BKL3-400-006	400 ml	80	112	6	6,28 €	1,05 €
BKL3-500-006	500 ml	87	118	6	6,22 €	1,04 €
BKL3-600-006	600 ml	90	130	6	6,65 €	1,11 €
BKL3-800-006	800 ml	100	135	6	9,10 €	1,52 €
BKL3-1K0-006	1000 ml	105	150	6	11,34 €	1,89 €
BKL3-2K0-001	2000 ml	133	185	1	4,22 €	4,22 €
BKL3-3K0-001	3000 ml	150	215	1	6,87 €	6,87 €
BKL3-5K0-001	5000 ml	170	270	1	10,27 €	10,27 €

👍
prix en baisse

**Bécher forme haute**

Gradué à bec. Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12331, ISO 3819

référence du lot	capacité	Ø _{ext.} (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
BKT3-050-012	50 ml	40	67	12	7,19 €	0,60 €
BKT3-100-012	100 ml	47	88	12	7,67 €	0,64 €
BKT3-150-012	150 ml	52	100	12	8,30 €	0,69 €
BKT3-250-012	250 ml	60	123	12	10,73 €	0,89 €
BKT3-400-006	400 ml	75	135	6	7,31 €	1,22 €
BKT3-500-006	500 ml	75	150	6	7,93 €	1,32 €
BKT3-600-006	600 ml	80	155	6	8,89 €	1,48 €
BKT3-800-006	800 ml	90	178	6	11,49 €	1,92 €
BKT3-1K0-006	1000 ml	100	185	6	12,95 €	2,16 €
BKT3-2K0-001	2000 ml	120	240	1	5,30 €	5,30 €

👍
prix en baisse

**Bécher forme basse, Premium Line**

Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Gradués à bec. Conforme DIN 12331 et ISO 3819

référence du lot	capacité	Ø _{ext.} (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
BKLG-050-012	50 ml	42	60	12	15,65 €	1,30 €
BKLG-100-012	100 ml	50	70	12	13,41 €	1,12 €
BKLG-250-012	250 ml	70	95	12	22,36 €	1,86 €
BKLG-400-010	400 ml	80	110	10	23,47 €	2,35 €
BKLG-600-006	600 ml	90	125	6	15,65 €	2,61 €
BKLG-1K0-006	1000 ml	105	145	6	31,30 €	5,22 €
BKLG-2K0-004	2000 ml	132	185	4	41,58 €	10,40 €

👍
prix en baisse



Bécher forme basse, avec paroi épaisse, double échelle, pour usage intensif

Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Plus résistant qu'un bécher standard. Résistance mécanique élevée grâce au rebord renforcé et à une paroi plus épaisse, ce qui le rend moins susceptible d'être brisé lors du lavage, allonge sa durée de vie et le rend plus sûr pour l'utilisateur. Gradués, à bec. Conforme ASTM E 438 et ASTM E 960. Attention : n'est pas recommandé pour être utilisé sur des plaques chauffantes

référence du lot	capacité	graduation	rang	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
BKLR-250-012	250 ml	25 ml	25 - 200 ml	12	41,10 €	3,43 €
BKLR-600-006	600 ml	50 ml	100 - 500 ml	6	28,16 €	4,69 €
BKLR-1K0-006	1000 ml	50 ml	100 - 900 ml	6	47,37 €	7,90 €
BKLR-2K0-004	2000 ml	200 ml	200 - 1800 ml	4	68,73 €	17,18 €

Bécher en PTFE

Sans graduation. Résiste jusqu'à 280°C



référence du lot	capacité	Ø (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
BKLT-050-001	50 ml	43	55	1	13,34 €	
BKLT-100-001	100 ml	54	68	1	16,65 €	
BKLT-250-001	250 ml	66	97	1	25,74 €	

prix en baisse

Bécher en polypropylène

Avec graduation en relief. Autoclavable jusqu'à 121°C. Conforme ISO 7056



référence du lot	capacité	graduation	Ø _{ext.} (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
BKLP-025-012	25 ml	5 ml	35	50	12	5,66 €	0,47 €
BKLP-050-012	50 ml	5 ml	45	60	12	6,30 €	0,53 €
BKLP-100-012	100 ml	5 ml	55	70	12	6,93 €	0,58 €
BKLP-250-012	250 ml	10 ml	75	100	12	9,44 €	0,79 €
BKLP-500-012	500 ml	10 ml	95	120	12	15,10 €	1,26 €
BKLP-1K0-006	1000 ml	20 ml	115	150	6	11,64 €	1,94 €
BKLP-2K0-006	2000 ml	50 ml	145	185	6	23,15 €	3,86 €
BKLP-5K0-002	5000 ml	200 ml	180	260	2	19,91 €	9,96 €

prix en baisse

Bécher forme basse en PMP

Fabriqué en Polyméthylpentène (PMP/TPX®). Transparence, résistance chimique et tolérance à la chaleur plus grandes que le PP. Autoclavable. Gradués en sérigraphie facile à lire. Empilable. Conforme ISO 7056:1981



référence du lot	capacité	graduation	Ø _{ext.} (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
BKXL-050-012	50 ml	5 ml	49,4	58,4	12	16,71 €	1,39 €
BKXL-100-012	100 ml	10 ml	63,2	72,5	12	20,62 €	1,72 €
BKXL-250-006	250 ml	25 ml	83,1	92,1	6	15,20 €	2,53 €
BKXL-600-004	600 ml	50 ml	110,3	131	4	17,44 €	4,36 €
BKXL-1K0-003	1000 ml	50 ml	129,4	149,2	3	22,12 €	7,37 €
BKXL-2K0-001	2000 ml	100 ml	158,5	190,2	1	16,23 €	16,23 €
BKXL-5K0-001	5000 ml	500 ml	202,9	260,5	1	27,81 €	27,81 €

Bécher en inox

Avec rebord et bec. Sans graduation



référence du lot	capacité	Ø (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
BKLS-100-001	100 ml	50	60	1	46,83 €	
BKLS-250-001	250 ml	65	85	1	54,01 €	
BKLS-500-001	500 ml	80	110	1	57,49 €	

prix en baisse

Fliale Erlenmeyer à col étroit

Avec bord et graduation. Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12380, ISO 1773

référence du lot	capacité	Ø _{base} (mm)	h (mm)	Ø _{int. col} (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
EFN3-025-012	25 ml	42	70	16	12	7,89 €	0,66 €
EFN3-050-012	50 ml	51	85	18	12	10,12 €	0,84 €
EFN3-100-012	100 ml	64	105	26	12	11,75 €	0,98 €
EFN3-250-012	250 ml	85	140	30	12	17,86 €	1,49 €
EFN3-500-008	500 ml	105	175	30	8	16,35 €	2,04 €
EFN3-1K0-006	1000 ml	131	220	38	6	22,38 €	3,73 €
EFN3-2K0-001	2000 ml	166	280	40	1	6,94 €	6,94 €
EFN3-3K0-001	3000 ml	187	310	44	1	16,39 €	16,39 €
EFN3-5K0-001	5000 ml	220	365	55	1	24,65 €	24,65 €

**Fliale Erlenmeyer à col étroit Premium Line**

Avec bord et graduation. Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme DIN 12380, ISO 1773

référence du lot	capacité	Ø _{base} (mm)	h (mm)	Ø _{int. col} (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
EFNG-025-010	25 ml	42	75	22	10	8,23 €	0,82 €
EFNG-050-010	50 ml	51	90	22	10	10,80 €	1,08 €
EFNG-100-010	100 ml	64	105	22	10	12,45 €	1,25 €
EFNG-250-010	250 ml	85	145	34	10	18,54 €	1,85 €
EFNG-500-010	500 ml	105	180	34	10	25,96 €	2,60 €
EFNG-1K0-010	1000 ml	131	220	34	10	47,13 €	4,71 €
EFNG-2K0-006	2000 ml	166	280	50	6	52,74 €	8,79 €
EFNG-3K0-001	3000 ml	187	310	52	1	20,49 €	20,49 €
EFNG-5K0-001	5000 ml	220	365	52	1	30,82 €	30,82 €

👍
prix en baisse

**Fliale Erlenmeyer à col large**

Avec bord et graduation. Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12385

référence du lot	capacité	Ø _{base} (mm)	h (mm)	Ø _{int. col} (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
EFW3-100-012	100 ml	64	105	30	12	14,00 €	1,17 €
EFW3-250-010	250 ml	85	140	46	10	18,32 €	1,83 €
EFW3-500-008	500 ml	105	175	46	8	20,95 €	2,62 €
EFW3-1K0-006	1000 ml	131	220	46	6	27,31 €	4,55 €

**Fliale Erlenmeyer à col large Premium Line**

Avec bord et graduation. Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme DIN 12385, EN ISO 24450

référence du lot	capacité	Ø _{base} (mm)	h (mm)	Ø _{int. col} (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
EFWG-100-010	100 ml	64	105	34	10	14,58 €	1,46 €
EFWG-250-010	250 ml	85	145	50	10	23,07 €	2,31 €
EFWG-500-010	500 ml	105	180	50	10	33,30 €	3,33 €
EFWG-1K0-010	1000 ml	131	220	50	10	58,01 €	5,80 €

👍
prix en baisse

**Fliale Erlenmeyer à bouchon à vis Premium Line**

Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Avec bouchon à vis et joint en PTFE. Conforme DIN 12380, ISO 1773

référence du lot	capacité	Ø _{base} (mm)	h (mm)	filetage	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
EFS3-101-010	100 ml	64	114	GL 25	10	50,58 €	5,06 €
EFS3-251-010	250 ml	85	143	GL 32	10	69,68 €	6,97 €
EFS3-501-010	500 ml	105	183	GL 32	10	86,39 €	8,64 €
EFS3-1K1-006	1000 ml	131	230	GL 32	6	88,66 €	14,78 €





Fliale Erlenmeyer en polypropylène

Avec bouchon à vis. Sans graduation. Autoclavable jusqu'à 121°C

référence du lot	capacité	Ø (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
EFSP-100-012	100 ml	30	110	12	19,69 €	1,64 €
EFSP-250-012	250 ml	35	150	12	29,22 €	2,44 €
EFSP-500-012	500 ml	45	185	12	42,35 €	3,53 €

👍
prix en baisse



Anneau stabilisateur pour fliale

Métal recouvert en PVC. Evite le flottement des fliales immergées

référence du lot	Ø _{int.} (mm)	poids (g)	type	unités par lot	HT par lot
WEIR-048-001	48	260	pour fliale à col étroit 125 - 500 ml	1	3,42 €
WEIR-056-001	56	520	pour fliale à col étroit 250 - 1000 ml	1	4,80 €
WEIR-061-001	61	830	pour fliale à col étroit 500 - 2000 ml	1	6,16 €
WEIR-074-001	74	1000	pour fliale à col étroit 1000 - 4000 ml	1	8,91 €

👍
prix en baisse

Ballon sphérique à fond rond, col étroit

En verre borosilicaté LBG 3.3

référence du lot	capacité	Ø (mm)	h _{tot.} (mm)	Ø _{col} (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
BFK3-050-012	50 ml	53	100	20	12	16,54 €	1,38 €
BFK3-100-012	100 ml	63	120	21	12	18,94 €	1,58 €
BFK3-250-012	250 ml	88	165	25	12	26,05 €	2,17 €
BFK3-500-008	500 ml	110	210	30	8	24,68 €	3,09 €
BFK3-1K0-006	1000 ml	140	260	35	6	30,46 €	5,08 €
BFK3-2K0-002	2000 ml	175	305	46	2	19,02 €	9,51 €

👍
prix en baisse

Ballon sphérique à fond plat, col étroit

En verre borosilicaté LBG 3.3

référence du lot	capacité	Ø (mm)	h _{tot.} (mm)	Ø _{col} (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
BFG3-050-012	50 ml	53	100	20	12	15,59 €	1,30 €
BFG3-100-012	100 ml	63	120	21	12	17,86 €	1,49 €
BFG3-250-012	250 ml	88	165	25	12	24,54 €	2,05 €
BFG3-500-008	500 ml	110	210	30	8	23,27 €	2,91 €
BFG3-1K0-006	1000 ml	140	260	35	6	28,72 €	4,79 €
BFG3-2K0-002	2000 ml	175	305	46	2	17,94 €	8,97 €
BFG3-3K0-001	3000 ml	199	370	50	1	14,05 €	14,05 €

👍
prix en baisse



Bécher à anse en polypropylène

Avec graduation en relief. Autoclavable jusqu'à 121°C

référence du lot	capacité	graduation	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
MJUP-250-012	250 ml	10 ml	12	20,86 €	1,74 €
MJUP-500-012	500 ml	25 ml	12	23,46 €	1,96 €
MJUP-1K0-006	1000 ml	50 ml	6	13,04 €	2,17 €
MJUP-2K0-006	2000 ml	100 ml	6	21,19 €	3,53 €
MJUP-3K0-006	3000 ml	100 ml	6	39,10 €	6,52 €
MJUP-5K0-004	5000 ml	250 ml	4	38,88 €	9,72 €

👍
prix en baisse



Mortier avec pilon en porcelaine Premium Line

Fabriqué en porcelaine de qualité supérieure. Intérieur non émaillé mais finement poli. Les prix correspondent à l'ensemble mortier et pilon. Consultez les pilons de rechange disponibles pour ces mortiers sur notre site : www.labbox.com

👍
prix en baisse

référence du lot	capacité	∅ ^{sup. ext.} (mm)	∅ ^{sup. int.} (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot
MORK-060-001	60 ml	80	60	44	1	3,08 €
MORK-100-001	100 ml	90	75	48	1	3,27 €
MORK-150-001	150 ml	105	85	70	1	4,10 €
MORK-275-001	275 ml	125	100	70	1	6,17 €
MORK-550-001	550 ml	155	125	88	1	9,77 €
MORK-900-001	900 ml	180	150	100	1	12,33 €
MORK-1K5-001	1500 ml	200	175	115	1	25,68 €
MORK-2K0-001	2000 ml	230	175	140	1	26,73 €
MORK-4K2-001	4200 ml	285	250	175	1	71,72 €

**Mortier avec pilon en verre Premium Line**

Fabriqué en verre sodocalcique. Intérieur et extérieur polis. Les prix correspondent à l'ensemble mortier et pilon.

👍
prix en baisse

référence du lot	capacité	∅ ^{sup.} (mm)	l ^{pilon} (mm)	unités par lot	HT par lot
MORV-050-001	50 ml	60	80	1	6,16 €
MORV-100-001	100 ml	80	100	1	7,34 €
MORV-250-001	250 ml	100	120	1	8,26 €
MORV-500-001	500 ml	120	140	1	10,82 €
MORV-1K0-001	1000 ml	150	160	1	18,93 €

**Mortier avec pilon en verre**

Fabriqué en verre neutre LBG N. Intérieur rugueux. Les prix correspondent à l'ensemble mortier et pilon.

👍
prix en baisse

référence du lot	capacité	∅ ^{sup. ext.} (mm)	∅ ^{sup. int.} (mm)	h ^{tot.} (mm)	unités par lot	HT par lot
MORN-060-001	40 ml	70	60	40	1	2,08 €
MORN-075-001	75 ml	85	75	50	1	2,76 €
MORN-090-001	160 ml	100	90	60	1	3,42 €
MORN-120-001	300 ml	130	120	75	1	5,54 €
MORN-150-001	650 ml	165	150	85	1	8,10 €
MORN-180-001	1100 ml	195	180	100	1	11,85 €

**Mortier avec pilon en agate Premium Line**

Mortier de forme extérieure hexagonale, fabriqué en agate, de grande dureté et résistance à l'abrasion. La dureté sur l'échelle de Mohs est de 6.5. Intérieur et extérieur polis. Les prix correspondent à l'ensemble mortier et pilon. En raison du processus de fabrication de ces mortiers, les dimensions indiquées dans le catalogue sont approximatives et peuvent être l'objet de variation.

👍
prix en baisse

référence du lot	∅ ^{ext.} (mm)	∅ ^{int.} (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot
MORG-050-001	50	40	30	1	78,65 €
MORG-078-001	78	65	39	1	135,72 €
MORG-100-001	100	87	44	1	229,86 €
MORG-115-001	115	100	51	1	271,46 €
MORG-125-001	125	111	61	1	421,20 €



Cristallisoir à bec

Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3



référence du lot	capacité	Ø (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
CDI3-080-006	80 ml	60	40	6	13,52 €	2,25 €
CDI3-200-006	200 ml	90	45	6	19,31 €	3,22 €
CDI3-300-006	300 ml	100	50	6	23,26 €	3,88 €
CDI3-600-006	600 ml	125	63	6	29,95 €	4,99 €
CDI3-1K0-002	1000 ml	150	75	2	15,71 €	7,86 €
CDI3-2K0-002	2000 ml	180	90	2	23,08 €	11,54 €

prix en baisse

Cristallisoir en verre épais

Fabriqué en verre sodocalcique



référence du lot	capacité	Ø _{int.} (mm)	h _{tot.} (mm)	h _{int.} (mm)	unités par lot	HT par lot
CDIN-1K5-001	1200 ml	150	90	69	1	7,15 €
CDIN-2K5-001	2100 ml	180	100	90	1	10,64 €
CDIN-3K8-001	3300 ml	210	110	100	1	13,31 €

prix en baisse

Cristallisoir, grand volume, en polypropylène

Sans bec. Autoclavable à 121°C



référence du lot	capacité	Ø (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot
CDIP-1K5-001	1500 ml	180	60	1	5,66 €
CDIP-3K0-001	3000 ml	200	100	1	7,83 €
CDIP-4K9-001	4900 ml	250	100	1	10,97 €

Cristallisoir à bec en porcelaine Premium Line

Fabriqué en porcelaine de qualité supérieure. Intérieur et extérieur émaillés à l'exception du bord supérieur et du fond extérieur



référence du lot	capacité	Ø _{sup.} (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
CDIK-100-006	100 ml	77	32	6	16,64 €	2,77 €

prix en baisse

Capsule d'évaporation fond plat

À bec. Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3



référence du lot	capacité	Ø _{sup.} (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
EDF3-045-006	45 ml	60	30	6	13,05 €	2,18 €
EDF3-100-006	100 ml	90	45	6	15,41 €	2,57 €
EDF3-300-002	300 ml	120	60	2	6,89 €	3,45 €
EDF3-600-002	600 ml	150	75	2	9,67 €	4,84 €

prix en baisse

Capsule en inox

Fond plat et à bec



référence du lot	capacité	Ø _{sup.} (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot
EDFS-070-001	70 ml	60	35	1	9,89 €
EDFS-150-001	160 ml	80	45	1	11,32 €
EDFS-300-001	250 ml	100	55	1	13,58 €
EDFS-500-001	400 ml	120	60	1	14,70 €

prix en baisse

Capsule d'évaporation en porcelaine fond rond Premium Line

Fabriquée en porcelaine de qualité supérieure, résistante à des températures max. de 1150°C. Forme ronde à bec. Intérieur émaillé



référence du lot	capacité	∅ _{sup.} (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
EVRK-035-006	35 ml	60	22	6	11,56 €	1,93 €
EVRK-070-006	70 ml	75	30	6	11,78 €	1,96 €
EVRK-120-006	120 ml	94	42	6	16,49 €	2,75 €
EVRK-250-006	250 ml	115	47	6	23,34 €	3,89 €
EVRK-385-001	385 ml	145	52	1	7,57 €	7,57 €
EVRK-525-001	525 ml	162	52	1	10,84 €	10,84 €
EVRK-765-001	765 ml	185	60	1	15,26 €	15,26 €
EVRK-1K3-001	1285 ml	215	80	1	21,86 €	21,86 €

**Capsule d'évaporation en porcelaine fond plat Premium Line**

Fabriquée en porcelaine de qualité supérieure, résistante à des températures max. de 1150°C. Forme peu profonde à bec. Intérieur émaillé



référence du lot	capacité	∅ _{sup.} (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
EVFK-035-006	35 ml	65	16	6	7,97 €	1,33 €
EVFK-050-006	50 ml	75	20	6	9,05 €	1,51 €
EVFK-080-006	80 ml	85	22	6	9,76 €	1,63 €
EVFK-100-006	100 ml	100	23	6	13,55 €	2,26 €
EVFK-200-006	200 ml	120	34	6	15,82 €	2,64 €
EVFK-300-006	300 ml	150	29	6	35,45 €	5,91 €
EVFK-500-001	500 ml	175	31	1	9,05 €	9,05 €
EVFK-1K0-001	1000 ml	250	53	1	15,07 €	15,07 €

**Casserole en porcelaine avec manche Premium Line**

Fabriquée en porcelaine de qualité supérieure, résistante à des températures jusqu'à 1150°C. Émaillage interne et externe sauf sur le rebord et la partie supérieure du manche. Avec bec verseur



référence du lot	capacité	∅ _{sup.} (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot
CAHK-065-001	65 ml	70	33	1	6,24 €
CAHK-200-001	200 ml	100	52	1	10,58 €
CAHK-500-001	500 ml	125	75	1	18,64 €
CAHK-1K2-001	1250 ml	175	98	1	31,63 €

**Capillaire pour détermination de point de fusion**

Fabriqués en verre borosilicaté LBG 3.3. Avec une extrémité fermée




référence du lot	∅ (mm)	long. (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
MPC3-090-100	1,5 - 1,8	90	100	3,48 €	0,03 €

**Tube Thièle pour détermination du point de fusion**

Fabriqués en verre borosilicaté LBG 3.3

référence du lot	∅ _{tube} (mm)	∅ _{coude} (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
MPT3-150-005	24	10	150	5	14,10 €	2,82 €





Tube dessiccateur en "U"

Fabriqué en verre borosilicaté LBG 3.3

référence du lot	Ø _{tube} (mm)	h (mm)	type	unités par lot	HT par lot
DRU3-150-001	15	150	sans olive (A)	1	1,06 €
DRU3-151-001	15	150	avec olive latérale de Ø 6 mm (B)	1	2,48 €

👍
prix en baisse

Verre de montre

Fabriqué en verre neutre LBG N



référence du lot	Ø (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
WDIN-045-010	45	10	5,35 €	0,54 €
WDIN-060-010	60	10	5,90 €	0,59 €
WDIN-080-010	80	10	8,80 €	0,88 €
WDIN-100-010	100	10	11,14 €	1,11 €
WDIN-120-010	120	10	11,81 €	1,18 €
WDIN-150-010	150	10	17,49 €	1,75 €
WDIN-180-010	180	10	26,51 €	2,65 €

Vase à peser forme basse avec couvercle rodé

En verre borosilicaté LBG 3.3



référence du lot	Ø (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
WBL3-030-006	30	20	6	8,91 €	1,49 €
WBL3-035-006	35	25	6	11,09 €	1,85 €
WBL3-040-006	40	30	6	12,22 €	2,04 €
WBL3-050-006	50	30	6	12,54 €	2,09 €
WBL3-060-006	60	30	6	17,04 €	2,84 €
WBL3-070-006	70	40	6	26,01 €	4,34 €

👍
prix en baisse

Vase à peser forme haute avec couvercle rodé

En verre borosilicaté LBG 3.3



référence du lot	Ø (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
WBT3-024-006	25	25	6	9,33 €	1,56 €
WBT3-025-006	25	40	6	9,42 €	1,57 €
WBT3-030-006	30	50	6	10,26 €	1,71 €
WBT3-040-006	40	50	6	10,99 €	1,83 €
WBT3-045-006	45	70	6	11,90 €	1,98 €

👍
prix en baisse



Dessiccateur en plastique, avec couvercle à bouton

Base en polypropylène et couvercle en polycarbonate transparent. Dispose d'un joint en silicone entre le couvercle et la base afin d'assurer l'étanchéité. Plaque en polypropylène incluse. Consultez les pièces de rechange disponibles pour ces dessiccateurs sur notre site : www.labbox.com



référence du lot	description	unités par lot	HT par lot
DE1P-200-001	dessiccateur Ø 200 mm	1	46,21 €
DE1P-250-001	dessiccateur Ø 250 mm	1	69,64 €
DE1P-300-001	dessiccateur Ø 300 mm	1	103,64 €

👍
prix en baisse

**Dessiccateur à vide, en plastique**

Base en polypropylène et couvercle en polycarbonate transparent. Inclut un panier interne pour le dessiccant (pour modèles de diamètre 200 et 250 mm uniquement). Dispose d'un joint entre la base et le couvercle pour assurer l'étanchéité. Connecteur pour tubes de diamètre intérieur 10 mm (modèles 200 et 250) et 8 mm (modèle 300). Plaque en polypropylène incluse. Consultez les pièces de rechange disponibles pour ces dessiccateurs sur notre site : www.labbox.com

👍
prix en baisse



référence du lot	description	unités par lot	HT par lot
DE2P-200-001	dessiccateur Ø 200 mm (A)	1	87,88 €
DE2P-250-001	dessiccateur Ø 250 mm (A)	1	103,05 €
DE2P-300-001	dessiccateur Ø 300 mm (B)	1	144,44 €

Dessiccateur en verre Basic Line

Fabriqué en verre neutre LBG N. Plaque en porcelaine incluse. Disponible en deux modèles : dessiccateur avec couvercle à bouton et dessiccateur à vide avec couvercle et robinet en verre (l'olive de la clé s'adapte à des tubes de 8 mm de diamètre intérieur)

référence du lot	capacité	Ø corps (mm)	Ø plaque (mm)	h _{totale} (mm)	unités par lot	HT par lot
Dessiccateur avec couvercle à bouton						
DE01-200-001	4 L	210	180	300	1	37,43 €
DE01-250-001	6 L	240	210	350	1	56,40 €
DE01-300-001	10 L	300	275	400	1	83,94 €
Dessiccateur à vide, couvercle et robinet en verre						
DE02-200-001	4 L	210	180	308	1	46,93 €
DE02-250-001	6 L	240	210	358	1	70,60 €
DE02-300-001	10 L	300	275	408	1	105,48 €
Couvercle de rechange, à bouton						
DEL1-200-001	pour DE01-200-001 (Øext : 269 mm et Øint : 218 mm)				1	13,41 €
DEL1-250-001	pour DE01-250-001 (Øext : 306 mm et Øint : 247 mm)				1	18,53 €
DEL1-300-001	pour DE01-300-001 (Øext : 366 mm et Øint : 303 mm)				1	25,77 €
Couvercle de rechange, à robinet en verre						
DEL2-200-001	pour DE02-200-001 (Øext : 269 mm et Øint : 218 mm)				1	15,23 €
DEL2-250-001	pour DE02-250-001 (Øext : 306 mm et Øint : 247 mm)				1	27,22 €
DEL2-300-001	pour DE02-300-001 (Øext : 366 mm et Øint : 303 mm)				1	45,06 €

**Dessiccateur à vide, couvercle et robinet en verre Premium Line**

Fabriqué en verre sodocalcique. Plaque en porcelaine incluse. Connecteur pour tube de 8 mm de diamètre intérieur

référence du lot	capacité	Ø corps (mm)	Ø plaque (mm)	h _{totale} (mm)	unités par lot	HT par lot
DE05-150-001	1,5 L	150	145	225	1	80,17 €
DE05-200-001	4 L	200	195	240	1	102,74 €
DE05-250-001	6 L	250	240	280	1	133,96 €
DE05-300-001	10 L	300	275	415	1	239,26 €
Couvercle avec robinet en verre de rechange						
DEL5-150-001	pour DE05-150-001				1	56,50 €
DEL5-200-001	pour DE05-200-001				1	68,70 €
DEL5-250-001	pour DE05-250-001				1	90,00 €
DEL5-300-001	pour DE05-300-001				1	172,30 €
Pièces de rechange						
DE05-A01-001	robinet en verre				1	27,66 €



Plaque en porcelaine Premium Line pour dessiccateur

Fabriquée en porcelaine de qualité supérieure, résistante à des températures max. de 1150 °C. Résistance chimique élevée. Adéquate pour tous les dessiccateurs standards et pour dessiccateurs Basic Line. Emailée sur une face. Autoclavable



référence du lot	Ø (mm)	unités par lot	HT par lot
DEPK-140-001	140	1	9,03 €
DEPK-190-001	190	1	11,10 €
DEPK-210-001	210	1	13,04 €
DEPK-275-001	275	1	14,67 €

👍
prix en baisse

Gel de silice labkem pour dessiccateur

Gel de silice avec indicateur de couleur orange qui vire au vert foncé à mesure qu'il absorbe l'humidité. L'indicateur orange évite l'utilisation du dessiccant bleu traditionnel contenant du chlorure de cobalt (classifié de "toxique")



référence du lot	granulométrie	conditionnement	unités par lot	HT par lot
SGEO-002-1K0	2 - 5 mm	1 kg	1	11,99 €
SGEO-002-3K0	2 - 5 mm	3 kg	1	29,01 €

👍
prix en baisse

Système de bouchage Parafilm M

Système de bouchage conventionnel à base de polyoléfines et cire de paraffine. Température de travail : -45°C à +50°C (point de fusion : +60°C). Résiste aux solutions salines, acides et bases inorganiques les plus communes en laboratoire et quelques dissolvants organiques (méthanol, éthanol et isopropanol). Ne résiste pas au benzène, chloroforme, diéther, tétrachlorure de carbone ou toluène



référence du lot	description	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
PRFL-001-001	Parafilm, rouleau de 38 m x 10 cm	1	28,00 €	28,00 €
En "pack économie"				
PRFL-001-012	Parafilm, rouleau de 38 m x 10 cm	12	312,56 €	26,05 €

Ruban adhésif code-couleur

Pour marquage de tout type de récipient en laboratoire. Résistant à l'eau, à plusieurs solvants et acides. Peut s'employer en autoclave, congélateur, réfrigérateur ou étuve. Possibilité d'écrire avec crayon, stylo et feutre. Ne laisse pas de trace après décollage. Diamètre interne du rouleau : 76 mm



référence du lot	type	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
TAPE-B55-001	rouleau de 55 m x 19 mm, bleu	1	17,26 €	17,26 €
TAPE-G55-001	rouleau de 55 m x 19 mm, vert	1	17,26 €	17,26 €
TAPE-O55-001	rouleau de 55 m x 19 mm, orange	1	17,26 €	17,26 €
TAPE-R55-001	rouleau de 55 m x 19 mm, rouge	1	17,26 €	17,26 €
TAPE-W55-001	rouleau de 55 m x 19 mm, blanc	1	17,26 €	17,26 €
TAPE-Y55-001	rouleau de 55 m x 19 mm, jaune	1	17,26 €	17,26 €
En "pack économie"				
TAPE-B55-012	rouleau de 55 m x 19 mm, bleu	12	155,39 €	12,95 €
TAPE-G55-012	rouleau de 55 m x 19 mm, vert	12	155,39 €	12,95 €
TAPE-O55-012	rouleau de 55 m x 19 mm, orange	12	155,39 €	12,95 €
TAPE-R55-012	rouleau de 55 m x 19 mm, rouge	12	155,39 €	12,95 €
TAPE-W55-012	rouleau de 55 m x 19 mm, blanc	12	155,39 €	12,95 €
TAPE-Y55-012	rouleau de 55 m x 19 mm, jaune	12	155,39 €	12,95 €

👍
prix en baisse

Ruban indicateur de stérilisation

Ruban adhésif avec une teinte spéciale qui change de couleur après exposition à un cycle de stérilisation. La couleur du ruban change du blanc au marron après exposition à 120°C pendant 20 minutes, à 125°C pendant 10 minutes ou à 135°C pendant 5 minutes



référence du lot	description	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
STAP-A55-001	rouleau de 55 m x 19 mm, pour autoclave	1	3,85 €	3,85 €
En "pack économie"				
STAP-A55-010	rouleau de 55 m x 19 mm, pour autoclave	10	30,81 €	3,08 €

👍
prix en baisse

Flie jaugée classe A avec bouchon en plastique

Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et calibrée "pour contenir" (TC, In). Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

👍
prix en baisse

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	bouchon	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
VFK3-005-002	5 ml	± 0,04	10/19	2	3,82 €	1,91 €
VFK3-010-002	10 ml	± 0,04	10/19	2	3,80 €	1,90 €
VFK3-020-002	20 ml	± 0,04	10/19	2	4,23 €	2,12 €
VFK3-025-002	25 ml	± 0,04	10/19	2	4,28 €	2,14 €
VFK3-050-002	50 ml	± 0,06	12/21	2	4,32 €	2,16 €
VFK3-100-002	100 ml	± 0,10	14/23	2	4,88 €	2,44 €
VFK3-200-002	200 ml	± 0,15	14/23	2	6,48 €	3,24 €
VFK3-250-002	250 ml	± 0,15	14/23	2	6,48 €	3,24 €
VFK3-500-002	500 ml	± 0,25	19/26	2	9,53 €	4,77 €
VFK3-1K0-002	1000 ml	± 0,40	24/29	2	14,08 €	7,04 €
VFK3-2K0-001	2000 ml	± 0,60	29/32	1	11,09 €	11,09 €



Flie jaugée classe A avec bouchon en plastique Premium Line

Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et calibrée "pour contenir" (TC, In). Chaque flie a son numéro de lot gravé sur le verre. Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

👍
prix en baisse

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	bouchon	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
VFL3-005-002	5 ml	± 0,040	10/19	2	4,28 €	2,14 €
VFL3-010-002	10 ml	± 0,040	10/19	2	4,51 €	2,26 €
VFL3-020-002	20 ml	± 0,040	10/19	2	6,92 €	3,46 €
VFL3-025-002	25 ml	± 0,040	10/19	2	5,78 €	2,89 €
VFL3-050-002	50 ml	± 0,060	12/21	2	6,23 €	3,12 €
VFL3-100-002	100 ml	± 0,100	14/23	2	7,32 €	3,66 €
VFL3-200-002	200 ml	± 0,150	14/23	2	11,42 €	5,71 €
VFL3-250-002	250 ml	± 0,150	14/23	2	11,42 €	5,71 €
VFL3-500-002	500 ml	± 0,250	19/26	2	14,43 €	7,22 €
VFL3-1K0-002	1000 ml	± 0,400	24/29	2	22,12 €	11,06 €
VFL3-2K0-001	2000 ml	± 0,600	29/32	1	18,94 €	18,94 €



Flie jaugée classe A conforme USP Premium Line

Avec bouchon en plastique et fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conçue selon la norme ISO 1042, DIN 12664, pharmacopée US (USP) et "Eichordnung" (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme "Eichordnung" est signalée sur chaque flie par le symbole allemand officiel "H", en accord avec la norme DIN 12600. Calibrée "pour contenir" (TC, In). La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 1042. Chaque flie a son numéro de lot gravé sur le verre. Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

👍
prix en baisse

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	bouchon	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
VFH3-005-002	5 ml	± 0,020	10/19	2	8,41 €	4,21 €
VFH3-010-002	10 ml	± 0,020	10/19	2	9,54 €	4,77 €
VFH3-020-002	20 ml	± 0,030	10/19	2	10,22 €	5,11 €
VFH3-025-002	25 ml	± 0,030	10/19	2	10,22 €	5,11 €
VFH3-050-002	50 ml	± 0,050	12/21	2	12,24 €	6,12 €
VFH3-100-002	100 ml	± 0,080	14/23	2	13,60 €	6,80 €
VFH3-200-002	200 ml	± 0,100	14/23	2	18,25 €	9,13 €
VFH3-250-002	250 ml	± 0,120	14/23	2	19,08 €	9,54 €
VFH3-500-002	500 ml	± 0,200	19/26	2	24,41 €	12,21 €
VFH3-1K0-002	1000 ml	± 0,300	24/29	2	39,88 €	19,94 €
VFH3-2K0-001	2000 ml	± 0,500	29/32	1	32,22 €	32,22 €



Fiolle jaugée classe A conforme USP avec certificat individuel Premium Line

Avec bouchon en plastique et fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et pharmacopée US (USP). Calibrée "pour contenir" (TC, In). La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 1042. Chaque fiole a un numéro unique gravé sur le verre et est livrée avec un certificat individuel de calibrage indiquant le volume réel

👍
prix en baisse



USP



référence du lot	capacité	tolérance (ml)	bouchon	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
VFC3-005-001	5 ml	± 0,020	10/19	1	5,16 €	5,16 €
VFC3-010-001	10 ml	± 0,020	10/19	1	6,37 €	6,37 €
VFC3-020-001	20 ml	± 0,030	10/19	1	6,37 €	6,37 €
VFC3-025-001	25 ml	± 0,030	10/19	1	6,52 €	6,52 €
VFC3-050-001	50 ml	± 0,050	12/21	1	6,58 €	6,58 €
VFC3-100-001	100 ml	± 0,080	14/23	1	6,88 €	6,88 €
VFC3-200-001	200 ml	± 0,100	14/23	1	9,96 €	9,96 €
VFC3-250-001	250 ml	± 0,120	14/23	1	9,96 €	9,96 €
VFC3-500-001	500 ml	± 0,200	19/26	1	13,28 €	13,28 €
VFC3-1K0-001	1000 ml	± 0,300	24/29	1	18,70 €	18,70 €
VFC3-2K0-001	2000 ml	± 0,500	29/32	1	37,71 €	37,71 €

Fiolle jaugée ambrée classe A avec bouchon en plastique Premium Line

Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 ambré de qualité supérieure. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et calibrée "pour contenir" (TC, In). Chaque fiole a son numéro de lot gravé sur le verre. Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

👍
prix en baisse



référence du lot	capacité	tolérance (ml)	bouchon	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
VFLA-005-002	5 ml	± 0,040	10/19	2	12,50 €	6,25 €
VFLA-010-002	10 ml	± 0,040	10/19	2	15,44 €	7,72 €
VFLA-020-002	20 ml	± 0,040	10/19	2	15,44 €	7,72 €
VFLA-025-002	25 ml	± 0,040	10/19	2	15,79 €	7,90 €
VFLA-050-002	50 ml	± 0,060	12/21	2	15,95 €	7,98 €
VFLA-100-002	100 ml	± 0,100	14/23	2	20,84 €	10,42 €
VFLA-200-002	200 ml	± 0,150	14/23	2	30,15 €	15,08 €
VFLA-250-002	250 ml	± 0,150	14/23	2	30,15 €	15,08 €
VFLA-500-002	500 ml	± 0,250	19/26	2	40,20 €	20,10 €
VFLA-1K0-002	1000 ml	± 0,400	24/29	2	56,66 €	28,33 €

Pycnomètre pour solide

Fabriqués en verre borosilicaté 3.3, calibrés à 20°C

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	unités par lot	HT par lot
SPY3-025-001	25 ml	± 2,0	1	22,36 €
SPY3-050-001	50 ml	± 3,0	1	30,86 €
SPY3-100-001	100 ml	± 3,0	1	31,71 €

Pycnomètre type Gay Lussac pour liquide avec bouchon du PTFE

Nouveau modèle avec bouchon du PTFE, meilleur et plus durable. Fabriqué en verre borosilicaté 3.3, conforme ISO 3507 et calibré à 20 °C, sans certificat

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
PYC3-P10-002	10 ml	± 1,0	2	15,62 €	7,81 €
PYC3-P25-002	25 ml	± 2,0	2	17,10 €	8,55 €
PYC3-P50-002	50 ml	± 3,0	2	20,13 €	10,07 €
PYC3-10P-002	100 ml	± 3,0	2	28,03 €	14,02 €

NEW



Éprouvette graduée base hexagonale, classe B

Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3 et conçue selon la norme ISO 4788. Calibrée "pour contenir" (TC, In). Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

👍
prix en baisse

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	graduation (ml)	Ø (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot
MCH3-005-001	5 ml	± 0,1	0,1	13	112	1	2,18 €
MCH3-010-001	10 ml	± 0,2	0,2	14	137	1	2,19 €
MCH3-025-001	25 ml	± 0,5	0,5	21	167	1	2,92 €
MCH3-050-001	50 ml	± 1,0	0,5	25	196	1	3,33 €
MCH3-100-001	100 ml	± 1,0	1	29	256	1	3,86 €
MCH3-250-001	250 ml	± 2,0	2	43	305	1	6,97 €
MCH3-500-001	500 ml	± 5,0	5	53	360	1	10,43 €
MCH3-1K0-001	1000 ml	± 10	10	68	440	1	15,39 €
MCH3-2K0-001	2000 ml	± 20	20	85	500	1	22,73 €

**Éprouvette graduée, base hexagonale, classe A Premium Line**

Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme ISO 4788, pharmacopée US (USP) et "Eichordnung" (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme "Eichordnung" est signalée sur chaque éprouvette par le symbole allemand officiel "H", en accord avec la norme DIN 12600. Calibrée "pour contenir" (TC, In). Chaque éprouvette a son numéro de lot gravé sur le verre. Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

👍
prix en baisse

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	graduation (ml)	unités par lot	HT par lot
MCHA-010-001	10 ml	± 0,10	0,2	1	2,82 €
MCHA-025-001	25 ml	± 0,25	0,5	1	3,76 €
MCHA-050-001	50 ml	± 0,50	1	1	4,03 €
MCHA-100-001	100 ml	± 0,50	1	1	4,59 €
MCHA-250-001	250 ml	± 1,00	2	1	7,41 €
MCHA-500-001	500 ml	± 2,50	5	1	11,99 €
MCHA-1K0-001	1000 ml	± 5,00	10	1	19,23 €
MCHA-2K0-001	2000 ml	± 10,00	20	1	33,11 €



H
USP

Éprouvette graduée base hexagonale, classe B avec bouchon en plastique

Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3 et conçue selon la norme ISO 4788. Calibrée "pour contenir" (TC, In). Avec col rodé et bouchon en plastique. Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

👍
prix en baisse

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	graduation (ml)	Ø (mm)	h (mm)	bouchon	unités par lot	HT par lot
MCHS-050-001	50 ml	± 1,0	1	25	196	14/23	1	5,75 €
MCHS-100-001	100 ml	± 1,0	1	29	256	24/29	1	7,61 €
MCHS-250-001	250 ml	± 2,0	2	43	305	29/32	1	12,81 €
MCHS-500-001	500 ml	± 5,0	5	53	360	45/40	1	19,16 €
MCHS-1K0-001	1000 ml	± 10	10	68	440	45/40	1	28,26 €


**CERTIFICAT DE LOT**

Toutes les pièces de matériel volumétrique (éprouvettes, fioles jaugées, pipettes et burettes) fabriquées dans la même journée de production ont un numéro de lot identique. Durant le processus de contrôle de qualité en usine, chaque pièce est vérifiée individuellement, rejetant celles qui dépassent le seuil de tolérance admis. Le certificat de lot indique la moyenne des valeurs obtenues pour la totalité des pièces bonnes qui composent le lot, la déviation standard et la date de contrôle.

Ce certificat de lot peut se télécharger gratuitement sur www.labbox.com

CERTIFICAT INDIVIDUEL

Les produits avec certificat individuel ont un numéro de série unique en plus du numéro de lot et sont livrés avec un certificat indiquant le volume réel de ladite pièce.



**Éprouvette graduée base hexagonale en polypropylène, classe B**

Avec graduation en relief. Autoclavable jusqu'à 121°C



prix en baisse



référence du lot	capacité	graduation (ml)	Ø (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
MCHP-010-012	10 ml	0,2	15	140	12	8,60 €	0,72 €
MCHP-025-012	25 ml	0,5	20	195	12	12,29 €	1,02 €
MCHP-050-012	50 ml	1	28	200	12	14,13 €	1,18 €
MCHP-100-012	100 ml	1	30	250	12	16,59 €	1,38 €
MCHP-250-006	250 ml	2	45	350	6	18,13 €	3,02 €
MCHP-500-004	500 ml	5	55	365	4	17,61 €	4,40 €
MCHP-1K0-003	1000 ml	10	70	440	3	23,27 €	7,76 €

**Éprouvette graduée base hexagonale en PMP, classe B**

Fabriqué en Polyméthylpentène (PMP/TPX®). Transparence, résistance chimique et tolérance à la chaleur plus grandes que le PP. Autoclavable. Graduations en sérigraphie facile à lire. Conforme ISO 6706



référence du lot	capacité	graduation (ml)	tolérance (ml)	Ø (mm)	h (mm)	unités par lot	HT par lot
MCHX-010-001	10 ml	0,2	± 0,2	13,6	147,2	1	1,74 €
MCHX-025-001	25 ml	0,5	± 0,5	20,15	170	1	2,31 €
MCHX-050-001	50 ml	1	± 1	25,78	199,5	1	2,67 €
MCHX-100-001	100 ml	1	± 1	30,85	249,5	1	3,24 €
MCHX-250-001	250 ml	2	± 2	40,15	326,5	1	5,18 €
MCHX-500-001	500 ml	5	± 5	52,5	389,6	1	7,70 €
MCHX-1K0-001	1000 ml	10	± 10	65,5	460,8	1	11,66 €
MCHX-2K0-001	2000 ml	20	± 20	83	535,8	1	22,21 €

Cône Imhoff pour sédimentation

Disponible en verre borosilicaté LBG 3.3 ou en plastique transparent (SAN). Gradués




prix en baisse



référence du lot	description	unités par lot	HT par lot
COI3-1K0-001	en verre borosilicaté 3.3	1	81,10 €
CONP-1K0-001	en plastique transparent (SAN)	1	27,98 €
Accessoires			
CONP-RAC-001	support en méthacrylate pour 2 cônes Imhoff	1	59,61 €
CONR-002-001	support en acier inoxydable pour 2 cônes Imhoff	1	64,51 €
CONR-004-001	support en acier inoxydable pour 4 cônes Imhoff	1	77,41 €

Support rotatif pour pipette

En polypropylène. Pour pipette jusqu'à 10 mm de diamètre



référence du lot	type	unités par lot	HT par lot
PSRP-094-001	pour 94 pipettes	1	17,25 €

Pipette sérologique, stérile en polystyrèneFabriquée en polystyrène cristal avec bande de couleur pour identifier rapidement le volume. Stérile par irradiation, apyrogène, en sachet unitaire individuel papier/plastique (peel-pack). Cotonnée sur le bout pour protéger les dispositifs de pipetage. Graduation calibrée pour dispenser un volume avec une précision de ±2%. Zéro en haut. Carton distributeur, avec ouverture frontale, empilable permettant un gain de place sur la table de travail. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

prix en baisse



référence du lot	volume	graduation (ml)	code couleur	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
MPIP-U01-500	1 ml	0,01	jaune	500	57,96 €	0,116 €
MPIP-U02-500	2 ml	0,01	vert	500	64,58 €	0,129 €
MPIP-U05-200	5 ml	0,1	bleu	200	39,15 €	0,196 €
MPIP-U10-200	10 ml	0,1	rouge	200	44,03 €	0,220 €
MPIP-U25-150	25 ml	0,2	violet	150	66,54 €	0,444 €
MPIP-U50-100	50 ml	1	noir	100	80,18 €	0,802 €

Pipette jaugée à un trait, classe A

Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648. Calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com



prix en baisse

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	code couleur	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
VPIA-001-006	1 ml	± 0,007	bleu	6	9,07 €	1,51 €
VPIA-002-006	2 ml	± 0,01	orange	6	9,07 €	1,51 €
VPIA-005-006	5 ml	± 0,015	blanc	6	9,07 €	1,51 €
VPIA-010-006	10 ml	± 0,02	rouge	6	10,39 €	1,73 €
VPIA-015-006	15 ml	± 0,025	vert	6	12,39 €	2,07 €
VPIA-020-006	20 ml	± 0,03	jaune	6	12,82 €	2,14 €
VPIA-025-006	25 ml	± 0,03	bleu	6	13,73 €	2,29 €
VPIA-050-001	50 ml	± 0,05	rouge	1	3,12 €	3,12 €
VPIA-100-001	100 ml	± 0,08	jaune	1	3,96 €	3,96 €

Pipette jaugée à un trait, classe A, conforme USP Premium Line

Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648, pharmacopée US (USP) et "Eichordnung" (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme "Eichordnung" est signalée sur chaque pipette par le symbole allemand officiel "H", en accord avec la norme DIN 12600. La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 648. Calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com



prix en baisse

H
USP

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	code couleur	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
VPIH-001-005	1 ml	± 0,006	bleu	5	11,19 €	2,24 €
VPIH-002-005	2 ml	± 0,006	orange	5	11,19 €	2,24 €
VPIH-005-005	5 ml	± 0,010	blanc	5	11,19 €	2,24 €
VPIH-010-005	10 ml	± 0,02	rouge	5	11,39 €	2,28 €
VPIH-020-005	20 ml	± 0,03	jaune	5	14,38 €	2,88 €
VPIH-025-005	25 ml	± 0,03	bleu	5	14,38 €	2,88 €
VPIH-050-005	50 ml	± 0,05	rouge	5	21,79 €	4,36 €
VPIH-100-005	100 ml	± 0,08	jaune	5	39,52 €	7,90 €

Pipette jaugée à deux traits, classe A

Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648. Calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com




prix en baisse

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	code couleur	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
VPI2-001-006	1 ml	± 0,007	bleu	6	12,52 €	2,09 €
VPI2-002-006	2 ml	± 0,01	orange	6	12,52 €	2,09 €
VPI2-005-006	5 ml	± 0,015	blanc	6	12,52 €	2,09 €
VPI2-010-006	10 ml	± 0,02	rouge	6	14,33 €	2,39 €
VPI2-015-006	15 ml	± 0,025	vert	6	16,96 €	2,83 €
VPI2-020-006	20 ml	± 0,03	jaune	6	17,69 €	2,95 €
VPI2-025-006	25 ml	± 0,03	bleu	6	18,95 €	3,16 €
VPI2-050-001	50 ml	± 0,05	rouge	1	4,30 €	4,30 €
VPI2-100-001	100 ml	± 0,08	jaune	1	5,45 €	5,45 €

Boîte de stérilisation pour pipette

En acier inoxydable



prix en baisse

référence du lot	∅ (mm)	h (cm)	unités par lot	HT par lot
STPS-R50-001	50	50	1	63,59 €



Pipette graduée en verre, classe A

Pipette graduée à écoulement total avec bande de couleur (norme ISO 1769), conçue selon ISO 835. Calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Zéro en haut. Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

référence du lot	volume	tolérance (ml)	graduation (ml)	code couleur	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
MPIA-0A1-005	0,1 ml	± 0,002	0,001	vert	5	6,95 €	1,39 €
MPIA-0A2-005	0,2 ml	± 0,003	0,002	blanc	5	6,95 €	1,39 €
MPIA-0A5-005	0,5 ml	± 0,006	0,005	vert	5	6,95 €	1,39 €
MPIA-001-005	1 ml	± 0,008	0,01	jaune	5	6,95 €	1,39 €
MPIA-002-005	2 ml	± 0,012	0,02	noir	5	5,60 €	1,12 €
MPIA-005-005	5 ml	± 0,025	0,05	rouge	5	5,93 €	1,19 €
MPIA-010-005	10 ml	± 0,05	0,1	orange	5	6,74 €	1,35 €
MPIA-020-005	20 ml	± 0,1	0,1	jaune	5	10,00 €	2,00 €
MPIA-025-005	25 ml	± 0,1	0,1	blanc	5	10,00 €	2,00 €

Pipette graduée en verre classe A Premium Line

Pipette graduée à écoulement total avec bande de couleur (norme ISO 1769), conçue selon ISO 835. Avec boule de sécurité et numéro de lot gravé sur le verre. Disponible avec zéro en haut ou zéro à la pointe. Calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Graduations ambrées indélébiles. Certificat de lot inclus

référence du lot	volume	tolérance (ml)	graduation (ml)	code couleur	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
Zéro en haut							
MPI2-001-005	1 ml	± 0,006	0,01	jaune	5	9,20 €	1,84 €
MPI2-002-005	2 ml	± 0,010	0,01	noir	5	9,20 €	1,84 €
MPI2-005-005	5 ml	± 0,030	0,05	rouge	5	10,00 €	2,00 €
MPI2-010-005	10 ml	± 0,050	0,10	orange	5	10,22 €	2,04 €
MPI2-020-004	20 ml	± 0,100	0,10	jaune	4	12,54 €	3,14 €
MPI2-025-004	25 ml	± 0,100	0,10	blanc	4	13,89 €	3,47 €
Zéro à la pointe							
MPI2-P01-005	1 ml	± 0,006	0,01	jaune	5	9,20 €	1,84 €
MPI2-P02-005	2 ml	± 0,010	0,01	noir	5	9,20 €	1,84 €
MPI2-P05-005	5 ml	± 0,030	0,05	rouge	5	10,00 €	2,00 €
MPI2-P10-005	10 ml	± 0,050	0,10	orange	5	10,22 €	2,04 €
MPI2-P20-004	20 ml	± 0,100	0,10	jaune	4	12,54 €	3,14 €
MPI2-P25-004	25 ml	± 0,100	0,10	blanc	4	13,89 €	3,47 €

Burette automatique de table classe A Premium Line

Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Avec deux robinets en PTFE et flacon de remplissage transparent. Poire Richardson incluse. Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	graduation (ml)	vol. flacon	rodage	unités par lot	HT par lot
ABU3-010-001	10 ml	± 0,03	0,05	500 ml	24/29	1	99,00 €
ABU3-025-001	25 ml	± 0,05	0,10	2000 ml	29/32	1	109,00 €
ABU3-050-001	50 ml	± 0,05	0,10	2000 ml	29/32	1	119,00 €

Poire Richardson pour burette automatique

En caoutchouc rouge avec réservoir, recouvert d'un fil


référence du lot	capacité	type	unités par lot	HT par lot
RBER-001-001	500 ml	petite	1	7,16 €
RBER-002-001	1000 ml	grande	1	8,35 €

prix en baisse

Support pour burette

Type Fischer. Disponible en polypropylène et aluminium peint

référence du lot	type	unités par lot	HT par lot
BCFP-001-001	en polypropylène, pour 1 burette	1	2,50 €
BCFP-002-001	en polypropylène, pour 2 burettes	1	4,85 €
BCFS-002-001	en aluminium, pour 2 burettes	1	9,04 €



👍
prix en baisse

Burette à robinet droit en verre, classe A

Conçue selon la norme ISO 385 et calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	graduation (ml)	unités par lot	HT par lot
BURN-010-001	10 ml	± 0,025	0,05	1	7,24 €
BURN-025-001	25 ml	± 0,04	0,1	1	9,92 €
BURN-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	1	11,79 €

👍
prix en baisse

Burette à robinet droit en PTFE, classe A

Conçue selon la norme ISO 385 et calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	graduation (ml)	unités par lot	HT par lot
BURT-010-001	10 ml	± 0,025	0,05	1	10,13 €
BURT-025-001	25 ml	± 0,04	0,1	1	12,39 €
BURT-050-001	50 ml	± 0,05	0,1	1	14,15 €
BURT-100-001	100 ml	± 0,1	0,2	1	18,09 €

👍
prix en baisse

Burette à robinet droit en PTFE, avec entonnoir, classe A

Conçue selon la norme ISO 385 et calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Embout supérieur en forme d'entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage. Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	graduation (ml)	unités par lot	HT par lot
BURT-F10-001	10 ml	± 0,025	0,05	1	13,43 €
BURT-F25-001	25 ml	± 0,04	0,1	1	14,87 €
BURT-F50-001	50 ml	± 0,05	0,1	1	16,79 €

👍
prix en baisse

Burette à robinet à pointe en PTFE, classe A, Premium Line

Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure et calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Chaque burette a son numéro de lot gravé sur le verre. Conforme ISO 385 et pharmacopée US (USP). Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	graduation (ml)	unités par lot	HT par lot
BURS-010-001	10 ml	± 0,03	0,05	1	12,48 €
BURS-025-001	25 ml	± 0,05	0,10	1	15,27 €
BURS-050-001	50 ml	± 0,05	0,10	1	17,42 €

👍
prix en baisse

Burette à robinet à pointe en PTFE, frange bleue Schellbach, classe A, Premium Line

Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure et calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Chaque burette a son numéro de lot gravé sur le verre. Conforme ISO 385, pharmacopée US (USP) et "Eichordnung" (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme "Eichordnung" est signalée sur chaque burette par le symbole allemand officiel "H", en accord avec la norme DIN 12600. Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

référence du lot	capacité	tolérance (ml)	graduation (ml)	unités par lot	HT par lot
BUBS-010-001	10 ml	± 0,03	0,05	1	14,85 €
BUBS-025-001	25 ml	± 0,05	0,10	1	18,18 €
BUBS-050-001	50 ml	± 0,05	0,10	1	20,75 €

👍
prix en baisse

USP

H
USP

Pipette Pasteur en verre

Fabriquée en verre neutre LBGN

référence du lot	long. (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
PIPN-150-250	150	250	9,53 €	0,038 €
PIPN-230-250	230	250	9,53 €	0,038 €
En "pack économie"				
PIPN-150-2K0	150	8 x 250	64,34 €	0,032 €
PIPN-230-2K0	230	8 x 250	64,34 €	0,032 €

Tétine en caoutchouc pour pipette Pasteur

En latex naturel

référence du lot	capacité	long. (mm)	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
TELX-002-100	2 ml	40	100	13,40 €	0,13 €

Pipette Pasteur graduée en polyéthylène, stérileEn sachet unitaire papier/plastique (type peel-pack). Stérilisée par oxyde d'éthylène. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

référence du lot	description	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
PIPP-E01-1K0	graduée chaque 0,25 ml jusqu'à 1 ml, cap. totale 5 ml	1000	50,60 €	0,051 €
PIPP-E03-1K0	graduée chaque 0,50 ml jusqu'à 3 ml, cap. totale 7 ml	1000	50,60 €	0,051 €

Pipette Pasteur graduée en polyéthylène, non stérile

En boîte dispensatrice

référence du lot	description	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
PIPP-001-500	graduée chaque 0,25 ml jusqu'à 1 ml, cap. totale 5 ml	500	8,85 €	0,018 €
PIPP-002-500	graduée chaque 0,50 ml jusqu'à 2 ml, cap. totale 5 ml	500	10,12 €	0,020 €
PIPP-003-500	graduée chaque 0,50 ml jusqu'à 3 ml, cap. totale 7 ml	500	8,85 €	0,018 €
En "pack économie"				
PIPP-001-5K0	graduée chaque 0,25 ml jusqu'à 1 ml, cap. totale 5 ml	10 x 500	63,70 €	0,013 €
PIPP-003-5K0	graduée chaque 0,50 ml jusqu'à 3 ml, cap. totale 7 ml	10 x 500	63,70 €	0,013 €


Pipette Pasteur sans graduation en polyéthylène, non stérile

En boîte dispensatrice

référence du lot	description	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
PIPP-012-1K0	vol. total 1,2 ml, long 65 mm (A)	1000	13,99 €	0,014 €
PIPP-045-500	vol. total 4,5 ml, long. totale 155 mm, 25 gouttes/ml (B)	500	9,73 €	0,019 €
PIPP-050-500	vol. total 5 ml, long. totale 155 mm, 23 gouttes/ml (C)	500	17,02 €	0,034 €
PIPP-058-500	pointe fine, vol. total 5,8 ml, long 156 mm, 50 gouttes/ml (D)	500	36,49 €	0,073 €
PIPP-080-250	vol. total 8 ml, long. totale 157 mm, 20 gouttes/ml (E)	250	8,52 €	0,034 €
PIPP-230-100	ultra-large, vol. total 23 ml, long. totale 300 mm (F)	100	17,02 €	0,170 €

Pipette Pasteur sans graduation en polyéthylène, stérileEn sachet unitaire plastique (type peel-pack). Stérilisée par oxyde d'éthylène. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

référence du lot	description	unités par lot	HT par lot	soit l'unité à
PIPP-E80-1K0	vol. total 8 ml, long. totale 157 mm, 20 gouttes/ml	1000	64,86 €	0,065 €



prix en baisse

prix en baisse

prix en baisse

prix en baisse

prix en baisse