

Armoire sous paillasse combinée

- Mobile - roulements avec obturateur de socle disponibles en option, pour faire glisser l'armoire facilement
- Mise en service rapide - Raccord (DN 75) à évacuation d'air technique sur la paroi arrière de l'armoire, aspiration des deux compartiments par un raccord

Stockage de substances dangereuses inflammables
 Fonction / Structure du côté gauche :

- Manipulation facile - les portes et les tiroirs sont faciles à ouvrir sans trop d'efforts
- Accès facile et sécurisé à tous les contenants - angle d'ouverture de la porte de 135 °, intérieur de l'armoire entièrement accessible
- Confortable - arrêter les portes et les tiroirs dans toutes les positions
- Sûre - tiroirs de série avec câble de terre avec bornes soudés de façon étanche, porte et tiroirs à fermeture automatique en cas d'incendie
- Pas d'utilisation non autorisée - porte et tiroirs verrouillables avec une serrure à barillet

Stockage de substances agressives, non inflammables
 Fonction / Structure du côté droit :

- Solide et résistante - entièrement en panneaux extrêmement résistants avec un revêtement melamine
- Pas d'utilisation non autorisée - porte verrouillable serrure à barillet
- Étagères coulissantes - structure stable de grande taille avec des bacs en plastique étanches et amovibles, capacité de charge 25 kg (répartie de façon homogène)



Données techniques	Modèle K90.060.110.050.UB.ST(2T)	K90.060.140.050.UB.ST(3T)
Dimensions L x P x H (mm) extérieur	1100 x 500 x 600	1400 x 500 x 600
Dimensions L x P x H (mm) intérieur	470 x 450 x 500 (côté gauche), 470 x 450 x 500 (côté droit)	600 x 450 x 500 (côté gauche), 470 x 450 x 500 (côté droit)
Poids droit (kg)	125	155
Diam. raccord de venturi air 10	(DN) 75	(DN) 75
Vitesse de charge (m³/h)	1,0 (0,9)	1,0 (0,9)
Pression de charge (Pa)	< 1	< 1
Normes (EK5/AK4 09-10)	(Pa) < 1	1
Hauteurs de réglage utilisables	Porte battante (côté gauche) (mm)	Porte battante (côté gauche) (mm)
	Bacs de rétention avec caillebotis (côté gauche) (mm)	Bacs de rétention avec caillebotis (côté gauche) (mm)
	Porte battante (côté droit) (mm)	Porte battante (côté droit) (mm)
	Étagère coulissante, 2 x 280 et 195 (2 étagères coulissantes)	Étagère coulissante, 2 x 280 et 195 (2 étagères coulissantes)



Armoire sous paillasse combinée K-UB-90 Modèle K90.060.110.050.UB.ST en gris clair (RAL 7035). Profondeur de l'armoire 500 mm
 Côté gauche : Bac-tiroir intégré (tôle d'acier)
 Côté droit : 2 étagères coulissantes avec bacs de rétention en plastique Roulements avec obturateur de socle (hauteur 30 mm) en option Code article 30358-001-30360



Armoire sous paillasse combinée K-UB-90 Modèle K90.060.110.050.UB.2T en gris clair (RAL 7035). Profondeur de l'armoire 500 mm
 Côté gauche : Bac de rétention au sol avec caillebotis et étagères en tôle d'acier (sans image) Côté droit : 2 étagères coulissantes avec bacs de rétention en plastique Roulements avec obturateur de socle (hauteur 30 mm) en option Code article 30365-001-30367



Armoire sous paillasse combinée K-UB-90 Modèle K90.060.140.050.UB.ST en gris clair (RAL 7035). Profondeur de l'armoire 500 mm
 Côté gauche : Bac-tiroir intégré (tôle d'acier)
 Côté droit : 2 étagères coulissantes avec bacs de rétention en plastique Roulements avec obturateur de socle (hauteur 30 mm) en option Code article 30370-001-30372



Armoire sous paillasse combinée K-UB-90 Modèle K90.060.140.050.UB.3T en gris clair (RAL 7035). Profondeur de l'armoire 500 mm
 Côté gauche : Bac de rétention au sol avec caillebotis et étagères en tôle d'acier (sans image)
 Côté droit : 2 étagères coulissantes avec bacs de rétention en plastique Roulements avec obturateur de socle (hauteur 30 mm) en option Code article 30377-001-30379

Exemple de commande - pour commander correctement :



Modèles	Matériau/Couleur/Informati	Nouveau code article
K90.060.110.050.UB.ST / sans aménagement intérieur PRIX HT : 1757,00 €	Tiroir à gauche avec bac-tiroir, porte coulissante à droite. Spécifier la couleur du corps / du tiroir / de la porte	30358
K90.060.110.050.UB.2T / sans aménagement intérieur PRIX HT : 1631,00 €	2 portes coulissantes. Spécifier la couleur du corps / des portes	30365
K90.060.140.050.UB.ST / sans aménagement intérieur PRIX HT : 1971,00 €	Tiroir à gauche avec bac-tiroir en tôle d'acier. Spécifier la couleur du corps / du tiroir / de la porte	30370
K90.060.140.050.UB.3T / sans aménagement intérieur	3 portes coulissantes. Spécifier la couleur du corps / des portes	30377
Couleur du corps / de la porte		
Corps gris clair / Portes et tiroirs gris clairs	RAL 7035	001
Packs d'équipement Modèle		
K90.060.110.050.UB.ST Gauche : bac-tiroir Droite : 1 étagère coulissante avec bac en plastique PRIX HT 91,50 €	en acier revêtement époxy RAL 7035 Mélangine / Plastique	30359
Gauche : bac-tiroir Droite : 2 étagères coulissantes avec bacs en plastique PRIX HT : 183,00 €	en acier revêtement époxy RAL 7035 Mélangine / Plastique	30360
Packs d'équipement Modèle		
K90.060.110.050.UB.2T Gauche : Caillebotis, bac de rétention Droite : 1 étagère coulissante avec bac en plastique PRIX HT : 91,50 €	en acier revêtement époxy RAL 7035 Mélangine / Plastique	30366
Gauche : 1 étagère, caillebotis, bac de rétention Droite : 2 étagères coulissantes avec bacs en plastique PRIX HT : 183,00 €	en acier revêtement époxy RAL 7035 Mélangine / Plastique	30367
Packs d'équipement Modèle		
K90.060.140.050.UB.ST Gauche : bac-tiroir Droite : 1 étagère coulissante avec bac en plastique PRIX HT : 91,50 €	en acier revêtement époxy RAL 7035 Mélangine / Plastique	30371
Gauche : bac-tiroir Droite : 2 étagères coulissantes avec bacs en plastique PRIX HT : 183,00 €	en acier revêtement époxy RAL 7035 Mélangine / Plastique	30372
Packs d'équipement Modèle		
K90.060.140.050.UB.3T Gauche : Caillebotis, bac de rétention Droite : 1 étagère coulissante avec bac en plastique PRIX HT : 91,50 €	en acier revêtement époxy RAL 7035 Mélangine / Plastique	30378
Gauche : 1 étagère, caillebotis, bac de rétention Droite : 2 étagères coulissantes avec bacs en plastique PRIX HT : 183,00 €	en acier revêtement époxy RAL 7035 Mélangine / Plastique	30379

TARIF 2016 valable jusqu'au 31 Mars 2017