

SP@CE LAB

178 chemin de Franchemare 54 200 ECROUVES

Tel 0 871 335 335 – Fax 03 83 43 43 73

Site Internet : www.space-lab.fr

E-mail : SPACCINIL@wanadoo.fr

CHAUFFE-BALLONS SERIE MS-E

Robuste et économique

Régulateur de température intégré

Excellente isolation en silice moulée

Élément chauffant recouvert de fibre de verre

Température maxi : 450°c



REF	VOLUME	PU HT €
E1005	50 ml	155,00 €
E101	100 ml	172,00 €
E102	250 ml	173,00 €
E103	500 ml	175,00 €
E104	1 000 ml	215,00 €
E105	2 000 ml	320,00 €
E106	3 000 ml	357,00 €
E107	5 000 ml	352,00 €
E108	10 000 ml	890,00 €
E109	20 000 ml	1 060,00 €