



PLAN DE TRAVAIL GRÈS 8MM ET PPH
TYPE 2

TABLE « PROFESSEUR »



PLAN DE TRAVAIL
DALLES DE GRÈS
VITRIFIÉE 22M
TYPE 3



PLAN DE TRAVAIL GRÈS 8MM ET PLAN SURBAISSE DALLE
DE GRÈS ÉMAILLÉE 30MM
TYPE 3



AGENCEMENT POUR
MULTIMÉDIA « EXAO »
TYPE 4



TABLE 2 ÉLÈVES 1200MM
PLAN GRÈS 8MM
AVEC COLONNE ÉNERGIES
RÉSINES MOULÉES

TABLE 2 ÉLÈVES 1800MM
PLAN GLACE ÉMAILLÉE 8MM



TABLE 2 ÉLÈVES
1500/750MM
DALLE DE GRÈS
VITRIFIÉE AVEC
COLONNE ÉNERGIE
ET MEUBLE EN ÉPI



TABLE SÈCHE 2400/750MM
PLAN MÉLAMINÉ HD 22MM



TABLES « ÉLÈVES »

TABLES « PROFESSEUR »



TABLE PROFESSEUR TYPE 1

*TABLE SÈCHE DE 1800 À 3000/750/900MM
 PLAN DE TRAVAIL SUR OSSATURE PORTEUSE
 BANDEAU DE 150MM AVEC TIROIR DE 300/120/450MM
 *PLOT TECHNIQUE DE 750/600MM
 HAUTEUR +750 OU 900MM
 PLAN DE TRAVAIL AVEC BAC SUR MEUBLE PORTEUR AVEC PORTE D'ACCÈS
 TECHNIQUE

TABLE PROFESSEUR TYPE 2

*TABLE HUMIDE DE 1800 À 3600/750/900MM
 PLAN DE TRAVAIL SUR MEUBLES PORTEURS
 PLAN DE TRAVAIL SEC
 PLAN DE TRAVAIL HUMIDE AVEC BAC
 MEUBLE DE 900MM 2 PORTES SOUS BAC
 MEUBLE DE 900MM 1 TIROIR 2 PORTES 1 ÉTAGÈRE



TABLE PROFESSEUR TYPE 3

*TABLE SÈCHE DE 1800 À 3000/750/900MM
 PLAN DE TRAVAIL SUR MEUBLES PORTEURS
 MEUBLE DE 600MM 1 TIROIR 1 PORTE 1 ÉTAGÈRE
 MEUBLE DE 900MM 1 TIROIR 2 PORTES 1 ÉTAGÈRE
 *PLOT TECHNIQUE DE 750/600MM
 HAUTEUR +750 OU 900MM
 PLAN DE TRAVAIL AVEC BAC SUR MEUBLE PORTEUR AVEC PORTE D'ACCÈS
 TECHNIQUE



TABLE PROFESSEUR TYPE 4

*TABLE SÈCHE DE 1800 À 3000/750/900MM
 PLAN DE TRAVAIL SUR MEUBLES PORTEURS
 MEUBLE DE 600MM 1 TIROIR 1 PORTE 1 ÉTAGÈRE
 *PLOT TECHNIQUE DE 750/600MM
 HAUTEUR +750 OU 900MM
 PLAN DE TRAVAIL AVEC BAC SUR MEUBLE PORTEUR AVEC PORTE D'ACCÈS
 TECHNIQUE
 *AGENCEMENT POUR MULTIMÉDIA
 GLACE DE VISION DANS PLAN DE TRAVAIL
 MEUBLE DE 900MM 2 PORTES AVEC TABLETTE POUR CLAVIER
 EMPLACEMENT UC ET ÉCRAN INCLINÉ DE 17°



TABLES «ÉLÈVES»



TABLE TYPE CEF

*TABLE SÈCHE DE 1200 À 1800/620/900MM
PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET SUR OSSATURE PORTEUSE
*COLONNE «ÉNERGIE» DE 400/600/900/1200MM
PLAN RÉSINE MOULÉE REVÊTU GELCOAT SUR CAISSON PORTEUR AVEC TRAPPE
AVEC CUVETTE 300/300/200MM
FONTAINE DE 400/150/300MM

TABLE TYPE CE

*TABLE SÈCHE DE 1200 À 1800/620/900MM
PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET SUR OSSATURE PORTEUSE
*COLONNE «ÉNERGIE» DE 400/600MM
HAUTEUR DE 750 À 900MM
PLAN RÉSINE MOULÉE REVÊTU GELCOAT AVEC CUVETTE RÉSINE MOULÉE
300/300/200MM
SUR CAISSON PORTEUR AVEC TRAPPE




TABLE TYPE PTE

*TABLE SÈCHE DE 1200 À 1800/620/900MM
PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET SUR OSSATURE PORTEUSE
*PLOT «ÉNERGIE» DE 400/600MM
HAUTEUR DE 750 À 900MM
PLAN TRESPA 16MM
SUR CAISSON PORTEUR AVEC TRAPPE AVEC CUVETTE PPE 300/300/200MM

TABLE TYPE PTC

*TABLE SÈCHE DE 1200 À 1800/620/900MM
PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET SUR OSSATURE PORTEUSE
*PLOT TECHNIQUE DE 600/600MM
HAUTEUR DE 750 À 900MM
PLAN TRESPA OU DALLE DE GRÈS ÉMAILLÉE AVEC CUVETTE PPE OU GRÈS MOULÉE
300/300/200MM SUR CAISSON PORTEUR AVEC TRAPPE



VUE CÔTÉ PROFESSEUR

PERMETTANT DE VISUALISER L'EMPLACEMENT DES APPAREILLAGES
ÉLECTRIQUES ET DE LA TRAPPE D'ACCÈS TECHNIQUE SUR LE PLOT



**SORBONNE DE MANIPULATION
SIMPLE ACCÈS
CARACTÉRISTIQUES
PAGE 26**



**ARMOIRE DE STOCKAGE PRODUITS
*DE SÉCURITÉ POUR SOLVANTS ET PRODUITS
INFLAMMABLES
*VENTILÉE POUR ACIDES ET BASES CAPACITÉS
ET DIMENSIONS
PAGE 22**

**SORBONNE DE MANIPULATION
DOUBLE ACCÈS
AVEC ÉCRAN DE FERMETURE ACIER
ÉMAILLÉE CÔTÉ SALLE DE COURS**



TABLES MURALE «LAVERIE»



TABLE «LAVERIE» COLLECTION



**SIÈGES
ASSISE BOIS VERNI SUR PIÈTEMENT ACIER REVÊTU ÉPOXY
*TABOURET 4 PIEDS ASSISE CIRCULAIRE OU CARRÉ HT 58CM
*CHAISE AVEC ASSISE ET DOSSIER FIXE
*CHAISE AVEC ASSISE ET DOSSIER RÉGLABLES**

LABORATOIRES ET SALLES DE COLLECTION